

Exablate Neuro

Exablate 4000 Checklisten-Handbuch

Für Systeme vom Typ 1.0
SW-Version 7.33 auf GE-MRT-Geräten

**WARNUNG:**

Dieses Dokument stellt ein verkürztes Referenzhandbuch dar. Es ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Befolgen Sie alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen, wie sie in der Bedienungsanleitung für Exablate 4000 Typ 1.0 und Typ 1.1, SW 7.33 beschrieben sind.



InSightec, Ltd.
5 Nachum Heth St. PO Box 2059
Tirat Carmel 39120 Israel
www.insightec.com



Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53,
1030 Brussels, Belgium

„Vorsicht: Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur an Ärzte oder auf deren Anordnung verkauft werden.“

Copyright ©2023 InSightec Ltd. („INSIGHTEC“), alle Rechte vorbehalten.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Übersetzung des englischen Ausgangsdokuments PUB41005212, Revision 2.

Das transkranielle MR-geführte fokussierte Ultraschallsystem **Exablate Modell 4000, Typ 1.0** („Exablate Neuro“, Software-Version 7.33), die Verarbeitungssoftware und die dazugehörige Dokumentation sind vertrauliches Eigentum von INSIGHTEC. Nur Lizenznehmer von INSIGHTEC („INSIGHTEC“) haben das Recht, die hierin enthaltenen Informationen zu nutzen. Nur Lizenznehmer, denen ausdrücklich Kopier- und/oder Übertragungsrechte eingeräumt wurden, haben das Recht, diese Informationen zu kopieren und/oder zu übertragen. Jegliche unbefugte Nutzung, Weitergabe, Abtretung, Übertragung oder Vervielfältigung dieser vertraulichen Informationen wird im vollen Umfang des Gesetzes verfolgt.

INSIGHTEC ist weder in irgendeiner Weise haftbar noch verpflichtet in Bezug auf Personen- und/oder Sachschäden, die sich aus der Verwendung dieser Software ergeben, wenn diese Verwendung nicht unter strikter Einhaltung der Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in den jeweiligen Bedienungsanleitungen, einschließlich aller Ergänzungen dazu, in allen Produktetiketten und gemäß den Garantie- und Verkaufsbedingungen dieser Software erfolgt, noch wenn Änderungen an der enthaltenen Software vorgenommen werden, die von INSIGHTEC nicht genehmigt wurden.

Benutzerseitig bereitgestellte Programme oder Protokolle werden von INSIGHTEC weder validiert noch garantiert. Die Verwendung der mit dieser vom Benutzer bereitgestellten Software oder mit diesen Protokollen erhaltenen Daten liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

Die Benutzer sollten sich der Gefahr der Übertragung von Computerviren durch den Austausch von Dateien und CD-ROMs bewusst sein.

Marken von Drittanbietern sind das alleinige Eigentum dieser Anbieter.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung und in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen geändert werden.

Ein Teil bzw. mehrere Teile des Produkts können über integrierte Open-Source-Software verfügen oder darüber vertrieben werden. Beachten Sie die Taste „Copyright Notice“ (Copyright-Hinweis) im Bildschirm „Utilities“ (Hilfsprogramme).

Dieses Dokument ist Eigentum von INSIGHTEC Ltd. und enthält geschützte und vertrauliche Informationen von INSIGHTEC Ltd. Vor Erhalt dieses Dokuments wurde eine Geheimhaltungsvereinbarung zwischen dem Empfänger und INSIGHTEC Ltd. abgeschlossen. Dieses Dokument wird unter der ausdrücklichen Bedingung ausgeliehen, dass weder das Dokument selbst noch die darin enthaltenen Informationen ohne die ausdrückliche Zustimmung von INSIGHTEC Ltd. an Dritte weitergegeben werden dürfen. Darüber hinaus ist das Dokument auf Verlangen an INSIGHTEC Ltd. zurückzugeben, ohne vorher Kopien davon anzufertigen.

Für technischen Support wenden Sie sich bitte an INSIGHTEC unter +1-866-674-3874 (USA).

Website von INSIGHTEC: <http://www.insightec.com/>

Dieses Dokument wurde aus PUB41005212, Revisio 2 übersetzt

ÜBERARBEITUNGSINFORMATIONEN

Dies ist **Revision 2.0** des Exablate 4000 Typ 1.0 Handbuchs für SW-Version 7.33 auf entsprechenden MR-Systemen. Bitte wenden Sie sich an den Insightec-Vertriebssupport, um festzustellen, ob dies die aktuellste Version ist. Jedes Kapitel dieses Handbuchs hat am unteren Rand einen Kapitelrevisionsstand und ein Datum. Hier werden der Veröffentlichungsstand und das Datum für die einzelnen Kapitel angezeigt. Beachten Sie, dass bei der Aktualisierung des Handbuchs nicht alle Kapitel notwendigerweise aktualisiert werden, sodass einige Kapitel einen früheren Überarbeitungsstand als das Gesamtdokument haben können.

Das Deckblatt und die folgenden Seiten (Copyright-Seite, Inhaltsverzeichnis) entsprechen allesamt **Überarbeitung 2.0** mit den entsprechenden Kapiteln des Handbuchs:

Kapitel-Nr.	Kapitelbezeichnung	Überarbeitungsdatum des Kapitels	Anzahl der Seiten im Kapitel
Kapitel 1	Checkliste für die Systemeinrichtung	2.0, 05/23	3
Kapitel 2	Vorbereitung und DQA-Checkliste	2.0, 04/22	3
Kapitel 3	Behandlungsscheckliste	2.0, 04/22	4
Kapitel 4	Checkliste für Reinigungsverfahren	2.0, 05/23	2
Kapitel 5	Checkliste für die TG-Kalibrierung	1.0, 07/21	2

*** – Einschließlich leerer Rückseiten**

Checkliste für die Systemeinrichtung



HINWEIS:

Das Wassersystem wird innerhalb von 30 Minuten seine optimalen Betriebsbedingungen erreichen.

Berücksichtigen Sie dies und schalten Sie das System so früh wie möglich vor der Behandlung ein, um Wartezeiten bei Ankunft des Patienten zu vermeiden.




HINWEIS:

Es gibt verschiedene Arbeitsabläufe für die Systemeinrichtung, konsultieren Sie die Ablaufdiagramme und wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Workflow und Ihren Präferenzen passt.

Wenn Sie das System einschalten, bevor Sie die Kabel der Frontend-Einheit an den Behandlungstisch anschließen, drücken Sie die Taste „Operator Stop Sonication“ (Bediener Ultraschall Stopp), um die Verbindungen erneut zu initialisieren.

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass die MR-Konsole zu Beginn des Tages neu gestartet wurde. Wenn nicht, starten Sie sie neu.

Ablaufdiagramme Systemeinrichtung



Anschließen der Frontend-Einheit und der Wasserkabel an den Exablate-Behandlungstisch

- ☐ Bringen Sie den Exablate-Behandlungstisch in den MR-Raum und docken Sie ihn am MRT-Gerät an.
- ☐ Verbinden Sie die Anschlüsse der Tracking- und Kopfspule (falls zutreffend) mit dem MRT-Tisch.
- ☐ Schließen Sie das Wasserkabel und die beiden eindeutig gekennzeichneten Schnellkupplungskabel der Frontend-Einheit an.



VORSICHT:

Vergewissern Sie sich, dass jeder Schnellkupplungsstecker an der vorgesehenen, beschrifteten Position angeschlossen ist. Die Stecker müssen vor der Verriegelung vorsichtig ausgerichtet werden.

Vergewissern Sie sich, dass das Wasserkabel vollständig angeschlossen ist.

Einschalten des Systems


- ☐ Schalten Sie das System ein, indem Sie den grünen Einschaltknopf an der Bedienerkonsole drücken. Die Meldung **Begin Logon (Anmeldung starten)** wird angezeigt.
- ☐ Entfernen Sie alle externen Medienlaufwerke und/oder CD-ROMs vom Konsolencomputer.



- ☐ Drücken Sie „Strg+Alt+Entf“, um das Dialogfeld für die Anmeldeinformationen aufzurufen.
- ☐ Melden Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort an, die Ihnen von InSightec zur Verfügung gestellt wurden. Klicken Sie auf „OK“, um fortzufahren.
(Hinweis: Bei Windows®-Anmeldeparametern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden)
- ☐ Wählen Sie in der Applikationsauswahlmaske „**Brain Mid-Frequency (Gehirn Mittelfrequenz)**“.
- ☐ Das Popup-Fenster mit dem Exablate Neuro-Haftungsausschluss wird geöffnet; klicken Sie zum Fortfahren auf „OK“.



Vorbereiten des Wassersystems

- ☐ Trennen und entladen Sie den Wassertank aus der Kühleinheit im Technikraum.
- ☐ Füllen Sie den Tank mit 20 Litern Wasser und schließen Sie ihn im dafür vorgesehenen Fach wieder an. Verwenden Sie frisches Umkehrosmosewasser für DQA und Reinigung sowie Wasser für medizinische Zwecke Typ 2 für Behandlungen.
- ☐ Versetzen Sie das Wassersystem vom Bildschirm der Kühlung aus oder über das Menü „Utilities“ (Hilfsprogramme) der Workstation () in den Modus „Preparation“ (Vorbereitung) und starten Sie die Zirkulation. Die Entgasung wird gestartet. Der Status des Wassersystems wird in der Statusleiste unten auf dem Bildschirm der Workstation angezeigt.



HINWEIS:

Sie können mit der Systemeinrichtung fortfahren, während die Wasseraufbereitung läuft. Die Entgasung wird fortgesetzt (sofern sie nicht manuell gestoppt wird), bis der Bediener den Schallwandler füllt.



Überprüfen der Systembereitschaft für die Behandlung

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass die Felder für den System- und MR-Gerätestatus auf dem Bildschirm der Workstation „Ready“ (Bereit) anzeigen und die grüne Systembetriebsanzeige auf der Bedienkonsole leuchtet.
- ☐ Bei GE SW-Version DV26 und höher müssen Sie möglicherweise die Taste „External Host“ (Externer Host) auf der MR-WS drücken und „Exablate“ aus dem Dropdown-Menü auswählen, um die Kommunikation zu aktivieren.



WARNUNG:

Unterziehen Sie das Exablate-System einer Sichtprüfung:

- Überzeugen Sie sich von der Unversehrtheit des Schallwandlers, der Frontend-Einheit und des MRT-Tischs.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stecker fest sitzen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer fehlerhaften Systemfunktion führen.



Handhabung von Patientenmembran und DQA-Phantomgel



WARNUNG:

Die Nichtbeachtung der Anweisungen zur Handhabung der Patientenmembran und des DQA-Phantomgels kann zu einer verminderten Bildqualität, Wasserlecks, Kreuzkontaminationen, Verbrennungen, Stromschlägen und falschen/unzuverlässigen DQA-Ergebnissen führen.

- ☐ Es wird empfohlen, beim Umgang mit dem Zubehör persönliche Schutzausrüstung (d. h. Handschuhe) zu tragen.

- ☐ *Patientenmembranen (mit/ohne Spule) und entsprechende DQA-Phantome sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.*
- ☐ *Entsorgen Sie die Membran und das DQA-Phantomgel sowie deren Aufbewahrungsboxen nach Abschluss einer Behandlung (gemäß den örtlichen/standortbezogenen Verfahren).*

Checkliste für die Vorbereitung




Systemeinrichtung für DQA

- ☐ Führen Sie eine der Arbeitsablauf-Optionen für die Systemeinrichtung durch, wie in der **Checkliste für die Systemeinrichtung** definiert.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass sich der Schallwandler in der „**Home Position**“ (**Ausgangsposition**) befindet, entsprechend dem Aufkleber auf dem Stellungsregler.
- ☐ Befestigen Sie die für die Behandlung vorgesehene Patientenmembran in der **DQA-Haltereinrichtung**.
- ☐ Setzen Sie ein **DQA-Phantom** in die **DQA-Haltereinrichtung** ein, und befestigen Sie diese am Helmsystem und Schallwandler.
 - ☐ Schließen Sie die **Kopfspule** an den dafür vorgesehenen Anschlüssen an (sofern zutreffend).
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das **Entlüftungsventil** des Schallwandlers **geöffnet** ist. **Füllen Sie den Schallwandler** mit Wasser, bis er leicht konvex ist.
- ☐ **Schließen Sie das Entlüftungsventil.** Lassen Sie die überschüssige Luft aus den Leitungen über die **rote Taste zum Ablassen überschüssiger Luft** ab.
- ☐ Führen Sie eine kurze Befüllung wie vorgeschrieben durch, um verlorenes Wasser zu ersetzen. Stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind. Beginnen Sie mit der **Wasserzirkulation**.

✓ DQA-Verfahren

- ☐ **Auf der MR-Konsole: Öffnen Sie eine neue Untersuchung.**
- ☐ **Im MR-Scanner-Raum: Setzen Sie die Orientierungspunkte und fahren Sie die Halterung** in die Scanposition.
- ☐ Starten Sie eine **neue Behandlung**  (Behandlung) über das Hauptmenü der Exablate-Anwendungssoftware.
- ☐ **An der Konsole des MR-Scanners:** Ordnen Sie einen Lokalisierungsscan in 3 Ebenen an und führen Sie diesen durch.
- ☐ **An der Konsole des MR-Scanners:** Ordnen Sie die DQA-Planungsbilder in 3 Ausrichtungen (Sag, Ax und Cor) an und erfassen Sie diese.
- ☐ Führen Sie das **Automatic Transducer Tracking (Automatisches Schallwandler-Tracking)** durch.
 - ☐ Bei 3 T-MR: **Überspringen** Sie die TG-Kalibrierung (siehe **Checkliste für die TG-Kalibrierung**) (wählen Sie „Cancel“ (Abbrechen)).
 - ☐ Führen Sie **einen Scan mit der MRT-Zentralfrequenz** durch (optional). 
- ☐ Öffnen Sie den **Image Retrieval Dialog (Bildabruf-Dialog)** , **wählen Sie die drei DQA-Planungsserien aus und laden Sie sie hoch.**
- ☐ Stellen Sie sicher, dass sich der Brennpunkt des Schallwandlers in der **Mitte** des DQA-Phantoms befindet.
 - ☐ Falls erforderlich: Positionieren Sie den Schallwandler neu und führen Sie den **Transducer Tracking Scan (Schallwandler-Tracking-Scan)**  erneut durch.
- ☐ Stellen Sie das **Treatment Protocol (Behandlungsprotokoll)**  auf **Brain-DQA (Gehirn DQA)** ein.
- ☐ Drücken Sie die **Taste „Patient Stop Sonication“ (Patient Ultraschall Stopp)** und fahren Sie mit der **Treatment Stage (Behandlungsphase)**  (Behandlung) fort.
- ☐ Stellen Sie die Behandlungsstufe auf **Treat High (Hoch behandeln)**  ein.
HINWEIS: Beim DQA-Verfahren müssen KEINE CT-Bilder verwendet oder Scans zur Bewegungserkennung durchgeführt werden.

- ☐ **Beschallen**  Sie die vordefinierte Gruppe von **5 Punkten** mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Parametern.

Drücken Sie **Continue (Weiter)**, um mit der nächsten Beschallung  fortzufahren.

Mit der **Taste „Next Sonication“ (Nächste Beschallung)**  können Sie zwischen den vordefinierten Punkten wechseln.

- ☐ Überprüfen Sie die Ergebnisse und **passen Sie die Punktposition an** , wenn diese nicht korrekt ist ($> 0,5 \text{ mm}$ vom Ziel entfernt).

- ☐ Wiederholen Sie die Beschallungen nach Bedarf (nach dem Anpassen, bei Artefakten, unklarem Temperaturanstieg usw.).

Punkt-Nr.	Ausrichtung	Frequenzrichtung	Leistung	Dauer	Ziel [Erwartete Temperatur]	Punktbestätigung
<input type="checkbox"/> 1	Axial	AP	20 _w	13 _s	Geometrische Ausrichtung	Punkt ist deutlich sichtbar, nach RL ausgerichtet
<input type="checkbox"/> 2	Sagittal	AP	20 _w	13 _s	Geometrische Ausrichtung	Punkt ist deutlich sichtbar, nach SI ausgerichtet
<input type="checkbox"/> 3	Axial	RL	30 _w	13 _s	Geometrische Ausrichtung Temperaturerhöhung	Punkt ist deutlich sichtbar, nach AP ausgerichtet
<input type="checkbox"/> 4	Axial	RL	30 _w	13 _s	Fokussierungsprüfung	Fokussierung auf die richtige Seite
<input type="checkbox"/> 5	Axial	RL	250 _w	3 _s	Kavitationskontrolle	Bestätigen Sie die aktive Leistungsmodulation / den Kavitationsstopp .

- ☐ **Beenden** Sie die Behandlung und kehren Sie zum Eingangsbildschirm zurück, lassen Sie das Wasser aus dem Schallwandler ab. Stellen Sie **Entgasung** ein.
- ☐ **Ziehen Sie die Patientenmembran ab, trocknen Sie sie** und verstauen Sie die DQA-Phantom-Haltereinrichtung.
- ☐ **Untersuchen Sie die Oberfläche des Schallwandlers auf sichtbare Verschmutzungen oder Risse.**
- ☐ Handhaben Sie das Zubehör wie im Abschnitt **Handhabung von Patientenmembran und DQA-Phantomgel** beschrieben.



Vorbereitungen vor der Behandlung

- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen INSIGHTEC-Zubehörteile vorhanden sind – für ein Behandlungsverfahren:

INSIGHTEC-PATIENTEN- UND BEHANDLUNGSZUBEHÖR

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> DQA-Einrichtungshalter | <input type="checkbox"/> Patientenmembran | <input type="checkbox"/> Kopffrahmenset |
| <input type="checkbox"/> Behandlungskit, einschließlich Patientenmembran, DQA-Gel und Kopffixierschrauben | | |

PATIENTENMANAGEMENT

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Chirurgischer Markierstift | <input type="checkbox"/> Rasierer/Rasierausrüstung | <input type="checkbox"/> Wärmedecken | <input type="checkbox"/> Ohrstöpsel |
| <input type="checkbox"/> i.v.-Zugang | <input type="checkbox"/> Kompressionsstrümpfe | <input type="checkbox"/> Blutdruckmessgerät/
Pulsoxymeter | <input type="checkbox"/> Anästhetikum zur
Stiftplatzierung |

- ☐ Stellen Sie die Verfügbarkeit eines **CT-Scans** (obligatorisch) und eines **MR-Scans vor der Behandlung** (optional) sicher.
- ☐ Erstellen Sie einen **Vorbehandlungsplan** (mit oder ohne **MR-Scans vor der Behandlung**).
- ☐ Führen Sie die **tägliche Qualitätssicherung (DQA)** wie in diesem Dokument beschrieben durch.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass sich das **Wassersystem** im **aktiven Entgasungsmodus** befindet und der Schallwandler so weit **superior** wie möglich positioniert ist.





Patientenvorbereitung

- ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Patient **rasiert** ist und die **Kopfhaut** mit Alkohol **gereinigt** wurde.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass ein **i.v.-Zugang** vorhanden ist.
- ☐ Ziehen Sie dem Patienten **Kompressionsstrümpfe** an [empfohlen].
- ☐ Bereiten Sie den Kopffahmen mit Hilfe des mitgelieferten Zubehörs/Kits so vor, dass er der Kopfgröße des Patienten entspricht.
- ☐ Befestigen Sie den **Kopffahmen** so weit unten wie möglich über den Augenbrauen.
- ☐ Legen Sie die **Patientenmembran** in der richtigen Ausrichtung auf den Kopf des Patienten, so tief wie möglich:
 - ☐ Membran ohne Spule: Seite mit Schrauben/Kunststoff nach unten (in Richtung der Füße des Patienten).
 - ☐ Membran mit Spule: Vergewissern Sie sich, dass sich die Anschlüsse der Kopfspule an der richtigen Stelle befinden, entsprechend der Position der Spulenbuchse neben dem Schallwandler.
 - ☐ **Hinweis:** In manchen Fällen muss die Membran möglicherweise auf den Patienten zugeschnitten werden.









Positionierung des Patienten

- ☐ Bereiten Sie den Tisch für die Ankunft des Patienten vor: Auflagen (mit Laken abgedeckt), Kissen, warme Decken usw.
- ☐ Achten Sie darauf, dass der Schallwandler superior platziert ist und grob in A-P-Richtung zentriert ist.
- ☐ Bringen Sie den Patienten in den MR-Raum. Helfen Sie dem Patienten auf den **Tisch**.
- ☐ Befestigen Sie den **Rahmen** am **Tisch** und die **Membran** am **Schallwandler**.
 - ☐ Schließen Sie die **Kopfspule** an den dafür vorgesehenen Anschlüssen an (sofern zutreffend).
- ☐ Versorgen Sie den Patienten mit **Ohrstöpseln** und einer **verspiegelten Brille** (optional) und decken Sie ihn mit **Wärmedecken** zu.
 - ☐ **Gurten** Sie die Füße und den Körper des Patienten **fest** und verwenden Sie bei Bedarf einen **Patientenbeinhalter**.
- ☐ Geben Sie dem Patienten die Taste **Stop Sonication (Ultraschall Stopp)**.
- ☐ Bringen Sie den **Schallwandler** in die ungefähre klinische Position. **Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen Patient und Schallwandler.**
- ☐ **Füllen Sie den Schallwandler** mit Wasser, bis er eine leicht konvexe Form hat (über den Bildschirm der Wassersystemsteuerung oder die Fernbedienung).
- ☐ **Schließen Sie das Entlüftungsventil.** Lassen Sie mithilfe der **roten Taste zum Ablassen von überschüssiger Luft** die überschüssige Luft aus den Leitungen ab.
- ☐ Füllen Sie zusätzliches Wasser ein, um verlorengegangenes Wasser zu ersetzen. Stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind. Beginnen Sie die **Behandlungszirkulation**.
- ☐ **Minimieren Sie Luftfalten in der Membran** innerhalb der Passierzone des Schallwandlers.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Kabel frei beweglich sind und **bringen Sie die Halterung in die Scan-Position**.

Der Patient und das Exablate-System sind nun bereit für die Behandlung...







Behandlungsscheckliste – Planungsphase



- ☐ **An der Konsole des MR-Scanners:** Öffnen Sie eine neue Untersuchung, setzen Sie die **Orientierungspunkte** entsprechend den Markierungen.
- ☐ **An der Konsole des MR-Scanners:** Ordnen Sie einen Lokalisierungsscan in 3 Ebenen an und führen Sie diesen durch.
- ☐ Führen Sie einen **Automatic Transducer Tracking Scan (Automatischer Schallwandler-Tracking-Scan)**  durch.
 - ☐ Nur bei 3 T DV26 (oder höher): **Führen** Sie die TG-Kalibrierung durch oder **überspringen** Sie diese (siehe **Checkliste für die TG-Kalibrierung**).
- ☐ Führen Sie einen **Scan mit der MRT-Zentralfrequenz**  durch.
- ☐ Wählen Sie das entsprechende **Treatment Protocol (Behandlungsprotokoll)**  aus.
- ☐ Laden Sie den Vorplan , sofern vorhanden. Laden Sie andernfalls den CT-Scan  (präoperativer MR-Scan ist optional).
- ☐ **An der Konsole des MR-Scanners:** Planen Sie die erste Ausrichtung/volumetrische Serie auf der MR-Konsole.
 - ☐ Wählen Sie **2D-** oder **volumetrische** Scanprotokolle, je nach Bildgebungspräferenz.
 - ☐ Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mittelschicht entlang der AC-PC-Ebene platzieren.
 - ☐ Bis zu 150 axiale/sagittale/koronale Schichten (nicht volumetrisch).
- ☐ **Scannen Sie die vorbereitete Serie** . Nach dem Scan erfolgt die Erfassung der automatischen Bewegungserkennung.
- ☐ Wählen Sie ein Bildaufnahmeverfahren und gehen Sie entsprechend vor:







Modus „Reformat“ (Umformatierung)

- ☐ Lokalisieren und platzieren Sie die **AC**  und die **PC** .
- ☐ Definieren Sie die **Mittellinie**  (**parallel** zur anatomischen Mittellinie).
- ☐ Schalten Sie den **Modus Reformat (Umformatierung)** EIN. 
- ☐ Drücken Sie auf , um das Volumen zu erstellen.
- ☐ Nehmen Sie eine Feinabstimmung der Ausrichtungen vor.
- ☐ Drücken Sie auf , um die Serie zu erstellen.



Scannen nach AC-PC

- ☐ Lokalisieren und platzieren Sie die **AC**  und die **PC** .
- ☐ Definieren Sie die **Mittellinie**  (**parallel** zur anatomischen Mittellinie).
- ☐ Scannen Sie die übrigen Ausrichtungen.
 
 - ☐ Der Anwender kann während der Scans eine Zielerfassung durchführen.

- ☐ Führen Sie eine **Auto-Registration (Automatische Registrierung)**  durch.
- ☐ Passen Sie so lange manuell an  (falls erforderlich), bis eine zufriedenstellende Registrierung erreicht ist.
- ☐ Legen Sie das Ziel durch Messungen  →  **ODER** manuelle Eingabe von **AC-PC-/RAS-Koordinaten** fest.
- ☐ Überprüfen Sie den Abstand zwischen Schallwandlerfokus und Ziel.
 - ☐ Falls erforderlich, passen Sie die Position des Schallwandlers an und führen Sie erneut einen **Transducer Tracking Scan (Schallwandler-Tracking-Scan)**  aus.
- ☐ Wenn nicht bereits Teil des Vorplans, drücken Sie das **Werkzeug Auto-Sinus & Calcification (Automatische Sinus- und Kalzifizierungsmarkierung)** .
- ☐ Überprüfen Sie die CT-Bilder, um die Sinus- und Kalzifizierungsmarkierungen zu beurteilen.
 - ☐ Falls erforderlich, fügen Sie Markierungen mit den Werkzeugen **Polygonal NPR (Polygonale NPR)**  und **Spherical NPR (Kugelförmige NPR)** hinzu.
 - ☐ Verwenden Sie das Werkzeug **Interpolate (Interpolieren)** , um automatisch **Polygone** zwischen markierten Schichten zu zeichnen.
- ☐ Markieren Sie **Membranfalten** auf axialen MR-Serien mit den Werkzeugen **Polygonal NPR (Polygonale NPR)**  und **Interpolate (Interpolieren)** .
- ☐ Setzen Sie **Fiducial Markers (Referenzmarkierungen)**  auf den Referenz-Scans zur Bewegungserkennung (optional).
 - ☐ Wenn keine **Bilder zur Bewegungserkennung** aufgenommen wurden, drücken Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- ☐ Bestätigen Sie, dass die **Wassertemperatur < 19 °C** und der **PPM-Wert < 2,0** beträgt (wird in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt).
- ☐ Weisen Sie den Patienten an, den Schalter **Stop Sonication (Ultraschall Stopp)** zu drücken, und gehen Sie zur **Treatment Stage (Behandlungsphase)**  (Behandlung) über.



Checkliste für die Behandlung – Behandlungsphase



- ☐ Vergewissern Sie sich, dass sich der Punkt **am Zielort** befindet und **gesperrt** ist.
- ☐ Drücken Sie auf **Transducer** (Schallwandler), um die **Transducer Element Map** (Karte der Schallwandlerelemente) anzuzeigen. Drücken Sie **Calculate** (Berechnen) und bestätigen Sie Folgendes:

- ! **Anz. der Elemente EIN ≥ 700**
- ! **Schädelfläche $\geq 200 \text{ cm}^2$**
- ! **Schädeldichteverhältnis $\geq 0,4$** (oder entsprechend der regionalen Kennzeichnung)



Vor Anwendung der Beschallung

- ☐ Stellen Sie die **Sonation Power** (Beschallungsleistung), **Duration** (Beschallungsdauer) und **Time Extension** (Zeitverlängerung) ein.
- ☐ Stellen Sie die **Scan Orientation** (Scanausrichtung) und **Frequency Direction** (Frequenzrichtung) ein.
- ☐ Bestätigen Sie, dass die Wassertemperatur $< 19^\circ\text{C}$ beträgt.
- ☐ Bestätigen Sie, dass der **PPM-Wert $< 2,0$** beträgt.



Nach jeder Beschallung

- ☐ Überprüfen Sie die **Ausrichtung** des Punkts.
- ☐ Überprüfen Sie, ob es **erwärmte Bereiche außerhalb des Behandlungsbereichs** gibt.
- ☐ Passen Sie bei Bedarf die **Peak Temperature** (Spitzentemperatur) an.
- ☐ Wenn die **Background Temperature** (Hintergrundtemperatur) inkonsistent ist, aktivieren Sie die **Background Elimination** (Hintergrundaussblendung).

Align

- ☐ Beschallen und überprüfen Sie die **Position des Punkts entlang der Phasenrichtung**, wobei Sie eine **Zieltemperatur beibehalten**, bei der noch keine **Läsionierung** erfolgt.
- ☐ Überprüfen Sie die **Ausrichtung in allen Richtungen**. Die folgende Tabelle dient als **Orientierungshilfe**:

Anz. der Beschallungen	Validierung	Ausrichtungen (Frequenzrichtungen)	Ergebnis
	RL	Axial (AP) ODER Koronal (SI)	Bestätigt R/L <input type="checkbox"/>
	AP	Sagittal (SI) ODER Axial (RL)	Bestätigt A/P <input type="checkbox"/>
	SI	Koronal (RL) ODER Sagittal (AP)	Bestätigt S/I <input type="checkbox"/>

- ☐ Wenn der Punkt falsch ausgerichtet ist, verwenden Sie das **Werkzeug Geo-Adjust** (Geometrie anpassen) , um die Mitte des Punkts zu bestimmen.

- ! Gehen Sie erst zur nächsten Ebene über, wenn der Punkt gut sichtbar und entlang **ALLER** Richtungen ausgerichtet ist.

Verify

- ☐ Gehen Sie zur Verifizierungsphase über. Akkumulierte Anpassungen [mm]:
RL: _____ AP: _____ SI: _____.
- ☐ Erhöhen Sie die Energie allmählich um 10–25 %, bis Sie eine Temperatur von ~50 °C erreichen.
- ☐ Beurteilen Sie den Zustand des Patienten, bevor Sie mit „Treat Low“ (Niedrig behandeln) fortfahren.

Treat Low

Treat High

- ☐ Erhöhen Sie die Energie allmählich um 10–25 %, bis eine Wirkung und dauerhafte Läsionierungstemperaturen erreicht sind.
- ☐ Passen Sie bei Bedarf die Zielposition an.



Nach der Behandlung

- ☐ Öffnen Sie das **Entlüftungsventil** auf der Oberseite des Schallwandlers und **lassen** Sie das Wasser aus dem Schallwandler ab.
- ☐ Trennen Sie die **Kopfspule** (falls zutreffend), **lösen** und **handhaben Sie die Membran** wie am Ende der **Checkliste für das Einrichtungsverfahren** definiert, und bewegen Sie den Schallwandler **so weit nach superior wie möglich**.
- ☐ **Lösen** Sie den Kopffahmen vom Tisch, helfen Sie dem Patienten **vom Tisch** und **nehmen Sie den Kopffahmen ab**.
- ☐ Führen Sie die Reinigung durch, wie in der **Checkliste für Reinigungsverfahren** definiert oder im Kapitel **Reinigung und Desinfektion** der Bedienungsanleitung näher beschrieben.
- ☐ **Entleeren** Sie den Schallwandler nach der Reinigung, **entsorgen** Sie das abgelassene Wasser und **schalten Sie das System ab**.
- ☐ **Prüfen Sie die Verfügbarkeit** von **DQA-Phantom** und **Patientenmembran** für die nächste Behandlung.

Checkliste für Reinigungsverfahren

Für die Reinigung des Exablate werden benötigt:

- **Desinfektionsmittel für den Wassertank** – 75 ml 4,00–4,99%iges Natriumhypochlorit (CAS-Nr. 7681-52-9)
- **Reinigungs- und Desinfektionstücher** – mit 0,2– 0,4 % Benzalkoniumchlorid (CAS # 8001-54-5)

Verfahren zur Reinigung des Wassersystems

- ☐ Behandeln Sie die Patientenmembran wie am Ende der Checkliste für das Einrichtungsverfahren beschrieben.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Schallwandler leer ist und dass sämtliches während des Verfahrens verwendetes Wasser entsorgt wurde.
- ☐ Füllen Sie den Wassersystembehälter (Tank) mit ~20 Litern frischem Umkehrosmosewasser. Gießen Sie **Wassertank-Desinfektionsmittel** in den Tank und schließen Sie ihn wieder an.
- ☐ Drücken Sie im Hauptbildschirm des Wassersystems die Taste #3 für die Option „Clean“ (Reinigen) (Abbildung 1A). Es erscheinen zwei Timer: Erster Timer: Reinigungszeit des Wassertanks; Zweiter Timer: Reinigungszeit des Schallwandlers (Xd).
- ☐ Drücken Sie die Taste „Circ“ (Zirkulation) auf dem Bildschirm „Clean“ (Reinigen), um den Tank-Reinigungsvorgang zu starten (siehe Abbildung 1B).



Abb. 1A: Wassersystem-Bildschirm:
Hauptmenü




Abb. 1B: Wassersystem-Bildschirm:
Menü „Clean“ (Reinigen)

- ☐ Warten Sie 15 Minuten, bis der erste Timer abgelaufen ist. Überprüfen Sie unterdessen, ob der Behandlungstisch an das Wassersystem angeschlossen ist.
- ☐ Befestigen Sie die Patientenmembran an der DQA-Haltereinrichtung (ohne DQA-Phantom).
- ☐ Befestigen Sie die DQA-Haltereinrichtung am Tisch und dichten Sie den Schallwandler ab.
- ☐ Wenn der erste Timer abgelaufen ist (der WorkStation-Bildschirm zeigt 00:00 an), füllen Sie das vorbereitete Wasser in die Schallwandler-Schnittstelle. Drücken Sie erneut die Taste „Circ“ (Zirkulation), um den Timer „Clean Xd“ (Xd-Reinigung) zu starten.
- ☐ Warten Sie 16 Minuten, bis der Schallwandler-Reinigungszyklus abgeschlossen ist.
- ☐ Wenn die Timer abgelaufen sind, lassen Sie das Wasser aus dem Schallwandler ab.
- ☐ Schalten Sie die Exablate-Workstation aus.
- ☐ Entsorgen Sie das Wasser aus dem 20-Liter-Wassertank gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften.
- ☐ Lassen Sie den Tank offen und auf dem Kopf stehen, damit er trocknen kann.
- ☐ Entfernen Sie die Schnittstellenmembran der DQA-Phantomhalterung von der Schallwandler-Patienten-Schnittstelle.
- ☐ Einwegzubehör: Entsorgen Sie das Zubehör entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Abwischen des Schallwandlers

- ☐ Reinigen Sie vor und nach jedem Reinigungszyklus die Innenfläche des Schallwandlers und der Patientenmembran mit den Reinigungs- und Desinfektionstüchern. **Üben Sie keine Kraft auf die Schallwandleroberfläche aus.**

Führen Sie eine Sichtprüfung der Oberfläche des Schallwandlers auf Verschmutzungen oder Risse durch.

- ☐ Bringen Sie nach der Behandlung die Schutzabdeckung an, um die Oberfläche des Schallwandlers abzudecken.

Checkliste für die TG-Kalibrierung

Hinweis: Gilt *nur* für 3 T-MR-Scanner von GE mit DV26 oder höher


Führen Sie dies einmal pro Behandlung (nach dem 3D-Lokalisierungsscan) durch, um die Bildqualität zu verbessern.


☐ **Duplizieren und bearbeiten** Sie nach dem Scannen den **3D-Lokalisierungsscan** auf dem Bildschirm der MR-Konsole.

☐ Drücken Sie die Taste **GRx** , um die **Symbolleiste Graphic Rx (Rx-Grafik)** aufzurufen:




☐ Stellen Sie sicher, dass der 3D-Lokalisierungsscan auf dem MR-Bildschirm als Planungshintergrund angezeigt wird.

☐ Ist dies nicht der Fall, drücken Sie auf , wählen Sie die 3D-Lokalisierungsserie aus und drücken Sie „OK ALL“ (OK ALLE).



☐ Drücken Sie **Shim** und klicken Sie auf eines der Bildfenster, um das lokale Shim-Volumennetz anzuzeigen:





Beispiel für das lokale Shim-Volumen (in **blaugrün**)



Menü **Shim**

☐ Aktivieren Sie im Menü **Shim** die Option „Localized TG“ (Lokalisierter TG) (obligatorisch).

☐ Ziehen Sie das Shim-Volumen so, dass es ungefähr um den Zielbereich zentriert ist.

- ☐ Stellen Sie die Volumengröße in jeder Richtung auf 7–9 ein. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Volumen innerhalb des Hirngewebes liegt.
 -  Durch Aktivieren von „Symmetric Vol“ (Symmetrisches Volumen) kann die Größe des Shim-Volumens schneller geändert werden.
- ☐ Speichern Sie die Serie  (Rx speichern) und fahren Sie mit dem Behandlungsablauf auf der **FUS-Workstation** fort.