

Exablate Neuro

Manuel des listes de contrôle Exablate 4000

Pour les systèmes de type 1.0
Version logicielle 7.33, fonctionnant avec
des systèmes d'IRM GE

**AVERTISSEMENT :**

Ce document constitue un manuel de référence abrégé.
Il ne remplace pas le manuel de l'utilisateur.
Respecter tous les avertissements et précautions détaillés
dans le manuel de l'utilisateur Exablate 4000 Type 1.0 et 1.1,
version logicielle 7.33.



InSightec, Ltd.
5 Nachum Heth St. PO Box 2059
Tirat Carmel 39120 Israël
www.insightec.com



Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53,
1030 Brussels, Belgique

Mise en garde : la loi fédérale des États-Unis exige que ce dispositif soit vendu par un médecin ou sur ordonnance médicale.

Copyright ©2023 InSightec Ltd. (« INSIGHTEC »), tous droits réservés.

Ce document a été traduit du document source en anglais PUB41005212, Révision 2.

Le système transcrânien d'ultrasons focalisés guidés par résonance magnétique **Exablate modèle 4000, Type 1.0** (« Exablate Neuro », version logicielle 7.33), le logiciel de traitement et la documentation connexe sont la propriété confidentielle et protégée d'INSIGHTEC. Seuls les détenteurs d'une licence d'INSIGHTEC (« INSIGHTEC ») disposent des droits nécessaires à l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Seuls les détenteurs d'une licence disposant des droits de copie et/ou de transfert spécifiques ont le droit de copier et/ou de transférer ces informations. Toute utilisation, divulgation, cession, transfert ou reproduction non autorisée de ces informations confidentielles fera l'objet de poursuites judiciaires dans toute la mesure prévue par la loi.

INSIGHTEC ne saurait être responsable ou tenu pour responsable de quelque façon que ce soit des dommages corporels et/ou matériels résultant de l'utilisation de ce logiciel si cette utilisation n'est pas strictement conforme aux instructions et précautions de sécurité contenues dans les manuels d'utilisation pertinents, y compris tous leurs suppléments, dans toutes les étiquettes des produits et conformément aux conditions de garantie et de vente de ce logiciel, ni si des modifications non autorisées par INSIGHTEC sont apportées au présent logiciel.

Les programmes ou protocoles fournis par les utilisateurs ne sont ni validés ni garantis par INSIGHTEC. L'utilisation des données obtenues avec de tels logiciels ou protocoles fournis par l'utilisateur relève de sa seule responsabilité.

Les utilisateurs doivent être conscients du risque de transmission de virus informatiques par l'échange de fichiers et de CD.

Les marques de commerce de propriétaires tiers sont la propriété exclusive de ces propriétaires.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et conformément à la réglementation et aux lois applicables.

Une ou plusieurs parties du produit peuvent incorporer ou être distribuées avec un logiciel libre (open source). Se reporter au bouton Copyright Notice (Avis de copyright) dans l'écran Utilities (Utilitaires).

Ce document est la propriété d'INSIGHTEC Ltd. ; il contient des informations exclusives et confidentielles d'INSIGHTEC, Ltd. Un accord de confidentialité entre le destinataire et INSIGHTEC Ltd. a été signé avant la réception de ce document. Ce document est prêté à la condition expresse que ni lui ni les informations qu'il contient ne soient divulgués à des tiers sans l'autorisation expresse d'INSIGHTEC Ltd. En outre, le document doit être retourné à INSIGHTEC Ltd. sur demande et sans qu'aucune copie soit conservée.

Pour l'assistance technique, contacter INSIGHTEC au +1-866-674-3874 (numéro américain)

Site Internet d'INSIGHTEC : <http://www.insightec.com/>

INFORMATIONS SUR LA REVISION

Il s'agit de la **révision 2.0** du manuel Exablate 4000 Type 1.0 pour la version logicielle 7.33, applicable aux systèmes d'IRM. Merci de contacter l'assistance marketing d'InSightec pour vérifier s'il s'agit de la version la plus récente.

Un niveau de révision de chapitre et une date figurent au bas de chaque chapitre de ce manuel. Ceci indique le niveau et la date de publication des différents chapitres. Remarquer que lorsque le manuel est mis à jour, tous les chapitres ne sont pas nécessairement mis à jour, de sorte que certains chapitres peuvent avoir un niveau de révision antérieur à celui du manuel.

La page de couverture et ces pages (copyright, table des matières) sont toutes des **révisions 2.0** avec les chapitres correspondants du manuel :

| N° de chapitre | Nom du chapitre | Rév. du chapitre, date | Nombre de pages du chapitre |
|-----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Chapitre 1 | Liste de contrôle de la configuration du système | 2.0, 05/23 | 3 |
| Chapitre 2 | Liste de contrôle de préparation et de DQA | 2.0, 04/22 | 3 |
| Chapitre 3 | Liste de contrôle de traitement | 2.0, 04/22 | 4 |
| Chapitre 4 | Liste de contrôle de la procédure de nettoyage | 2.0, 05/23 | 2 |
| Chapitre 5 | Liste de contrôle de la calibration du TG | 1.0, 07/21 | 2 |

* - Y compris les pages verso vierges

Liste de contrôle de la configuration du système



REMARQUE :

Le système de distribution d'eau atteint ses conditions de fonctionnement optimales en 30 minutes.

Tenir compte de ce point et allumer le système (ON) le plus tôt possible avant le traitement, afin d'éviter les temps d'arrêt à l'arrivée du patient.




REMARQUE :

Il existe plusieurs déroulements pour la configuration du système, consulter les organigrammes et sélectionner l'option la mieux adaptée à votre déroulement et à vos préférences.

En cas de mise sous tension (ON) du système avant de connecter les câbles de l'unité d'entrée (FE) à la table de traitement, appuyer sur le bouton d'arrêt de sonication pour l'opérateur afin de réinitialiser les connexions.

- ☐ Confirmer que la console de l'IRM a été redémarrée en début de journée. Si ce n'est pas le cas, la redémarrer.

Graphiques des options de déroulement de la configuration du système



Raccordement de l'unité d'entrée et des câbles d'alimentation en eau à la table Exablate

- ☐ Amener la table de traitement Exablate dans la salle d'IRM et l'arrimer à l'IRM.
- ☐ Raccorder le connecteur de suivi et de la bobine de tête (le cas échéant) à la table d'IRM.
- ☐ Raccorder le câble d'alimentation en eau et les deux câbles à couplage rapide chacun étant étiqueté de manière particulière pour pouvoir les différencier, provenant de l'unité d'entrée.



MISE EN GARDE :

Vérifier que chaque raccord à couplage rapide est raccordé à la position prévue indiquée sur l'étiquette. Les connecteurs doivent être correctement alignés en position avant le verrouillage.


S'assurer que le câble d'alimentation en eau est bien branché.

Mise sous tension du système

- ☐ Mettre le système sous tension (ON) en appuyant sur l'interrupteur vert de mise sous tension (ON) situé sur la console de l'opérateur.
- L'avis **Begin Logon (Début de connexion)** s'affiche.
- ☐ Retirer tous les lecteurs de médias externes et/ou CD de l'ordinateur de la console.
- ☐ Appuyer sur « Ctrl+Alt+Suppr » pour accéder à la boîte de dialogue des informations de connexion.

- ☐ Se connecter à l'aide du nom utilisateur et du mot de passe fournis par InSightec. Cliquer sur « OK » pour continuer.
(Remarque : Les paramètres de connexion Windows® sont sensibles à la casse.)
- ☐ Sélectionner « **Brain Mid-Frequency (Cerveau, fréquence centrale)** » sur l'écran de sélection de l'application.
- ☐ La fenêtre contextuelle « Disclaimer (Avis de non-responsabilité) » d'Exablate Neuro s'ouvre ; cliquer sur OK pour continuer.

Préparation du système de distribution d'eau


- ☐ Débrancher et retirer le réservoir d'eau de l'unité de refroidissement dans la salle de l'équipement.
- ☐ Remplir le réservoir de 20 litres d'eau et le rebrancher dans le compartiment prévu à cet effet.
Utiliser de l'eau fraîche obtenue par osmose inversée pour la DQA et le nettoyage, et de l'eau de qualité médicale (grade 2) pour les traitements.
- ☐ Régler le système de distribution d'eau en mode « Preparation (Préparation) » à partir de l'écran du refroidisseur ou du menu « Utilities (Utilitaires) » de la station de travail () et démarrer la circulation. Le dégazage va commencer. L'état du système de distribution d'eau est indiqué sur la barre d'état au bas de l'écran de la station de travail.



REMARQUE :

Il est possible de configurer le système pendant que la préparation du système de distribution d'eau est en cours ; le dégazage se poursuivra (à moins qu'il ne soit arrêté manuellement) jusqu'à ce que l'opérateur remplisse le transducteur.

Vérifier que le système est prêt pour le traitement

- ☐ Confirmer que les champs d'état du système et de l'IRM sont « Ready (Prêt) » sur l'écran de la station de travail et que l'indicateur vert d'alimentation du système sur la console de l'opérateur est allumé.
- ☐ Sur les systèmes GE avec les versions logicielles DV26 et ultérieures, il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton « External Host (Hôte externe) » de la station de travail de l'IRM et de sélectionner « ExAblate » dans le menu déroulant pour activer les communications. 



AVERTISSEMENT :

Inspecter visuellement le système Exablate pour :

- Vérifier l'intégrité du transducteur, de l'unité d'entrée et de la table d'IRM.
- Vérifier que les connecteurs sont correctement branchés.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un mauvais fonctionnement du système.

Manipulation de la membrane patient et du gel fantôme pour la DQA



AVERTISSEMENT :

Le non-respect des instructions de manipulation de la membrane patient et du gel fantôme pour la DQA peut entraîner une réduction de la qualité de l'image, des fuites d'eau, une contamination croisée, des brûlures, un risque d'électrocution et des résultats de DQA faux/non fiables.

- ☐ Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle (c'est-à-dire gants) lors de la manipulation des accessoires.
- ☐ Les membranes patient (avec/sans bobine) et le fantôme pour la DQA sont destinés à un usage unique seulement.



- ☐ *Mettre au rebut les membranes, le gel fantôme pour la DQA et leur boîte de stockage à la fin d'un traitement (conformément aux procédures locales/du site).*









Liste de contrôle pour la préparation




Configuration du système pour la DQA

- ☐ Exécuter l'une des options de déroulement de la configuration du système, comme défini dans la **liste de contrôle de la configuration du système**
- ☐ S'assurer que le transducteur se trouve en « **Position initiale** », conformément à l'étiquette sur le positionneur.
- ☐ Fixer la membrane patient prévue pour le traitement dans le **support de configuration de la DQA**.
- ☐ Positionner un **fantôme pour la DQA** dans le **support de configuration de la DQA** et le verrouiller sur le système de casque et le transducteur.
 - ☐ Brancher la **bobine de tête** dans ses connecteurs dédiés (le cas échéant).
- ☐ S'assurer que la **vanne de purge d'air** est **ouverte**. **Remplir le transducteur** d'eau jusqu'à ce qu'il soit légèrement convexe.
- ☐ **Fermer la vanne de purge d'air**. Évacuer l'excès d'air des tuyaux à l'aide du **bouton rouge d'évacuation de l'excès d'air**.
- ☐ Effectuer un court remplissage obligatoire pour compléter l'eau perdue. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Commencer la **circulation** de l'eau.

✓ Procédure de DQA


- ☐ Sur la console de l'IRM : **Ouvrir un nouvel examen**.
- ☐ Dans la salle de l'appareil d'IRM : **Définir le point de repère** et **Avancer la table d'examen** en position de numérisation.
- ☐ Démarrer un **Nouveau traitement**  à partir du menu principal du logiciel d'application Exablate.
- ☐ Sur la console de l'appareil d'IRM : Prescrire et exécuter une numérisation « localisateur à 3 plans ».
- ☐ Sur la console de l'appareil d'IRM : Prescrire et exécuter les 3 orientations d'images de planification DQA (Sag, Ax et Cor).
- ☐ Lancer le **suivi automatique du transducteur** .
 - ☐ Sur le système d'IRM 3 T : **ignorer la calibration du TG** (voir **Liste de contrôle de la calibration du TG**) (sélectionner « Cancel (Annuler) »).
 - ☐ Effectuer une **numérisation de la fréquence centrale de l'IRM** (facultatif) .
- ☐ Ouvrir la **boîte de dialogue de récupération d'images** , **sélectionner et télécharger** les trois séries de planification de la DQA.
- ☐ S'assurer que le point focal du transducteur est situé au **centre** du fantôme pour la DQA.
 - ☐ Si nécessaire : repositionner le transducteur et relancer une **numérisation de suivi du transducteur** .
- ☐ Régler le **protocole de traitement**  sur la **DQA pour le cerveau**.
- ☐ Appuyer sur le **bouton d'arrêt de sonication pour le patient** et passer à la **phase de traitement** .
- ☐ Définir le niveau de traitement sur **Treat High (Trait. Haut)** .

REMARQUE : Dans la procédure de DQA, il n'est PAS nécessaire d'utiliser des images TDM ou d'effectuer des numérisations de détection de mouvement.
- ☐ **Activer la sonication**  sur l'ensemble prédéfini de **5 spots** en utilisant les paramètres décrits dans le tableau suivant.

Appuyer sur **Continuer** pour passer à la sonication suivante .

Utiliser le **bouton de sonication suivant**  pour basculer entre les spots prédéfinis.

 Vérifier les résultats et **ajuster l'emplacement du spot**  s'il n'est pas en position ($> 0,5 \text{ mm}$ de la cible).

 Répéter les sonications comme nécessaire (après ajustement, en cas d'artéfacts, d'élévation thermique peu claire, etc.).

| N° du spot | Orientation | Direction de la fréquence | Puissance | Durée | Objectif [Température prévue] | Confirmation du spot |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-----------|-------|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 | Axial | AP | 20 w | 13 s | Alignement géométrique | Le spot est clairement visible, aligné en DG. |
| <input type="checkbox"/> 2 | Sagittal | AP | 20 w | 13 s | Alignement géométrique | Le spot est clairement visible, aligné en SI. |
| <input type="checkbox"/> 3 | Axial | DG | 30 w | 13 s | Alignement géométrique Augmentation de la température | Le spot est clairement visible, aligné en AP. |
| <input type="checkbox"/> 4 | Axial | DG | 30 w | 13 s | Vérification de la direction | Point focal orienté du bon côté. |
| <input type="checkbox"/> 5 | Axial | DG | 250 w | 3 s | Contrôle de la cavitation | Confirmer l' activation de la modulation de la puissance/arrêt de la cavitation. |

☐ **Quitter** le traitement et revenir à l'écran d'entrée, vidanger l'eau du transducteur.

Régler sur **Dégazage**.

☐ **Débrancher et sécher la membrane patient**, et ranger le support de configuration pour gel fantôme pour la DQA.

☐ **Inspecter la surface du transducteur à la recherche de saleté visible ou de fractures.**

☐ Manipuler les accessoires comme décrit dans la section **Manipulation de la membrane patient et du gel fantôme pour la DQA.**



Préparations de prétraitement

☐ S'assurer que tous les accessoires INSIGHTEC nécessaires sont disponibles — pour une procédure de traitement :

ACCESSOIRES PATIENT ET DE TRAITEMENT INSIGHTEC

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Support de configuration de la DQA | <input type="checkbox"/> Membrane patient | <input type="checkbox"/> Jeux de cadre de tête |
| <input type="checkbox"/> Kit de traitement, comprenant la membrane patient, le gel pour la DQA et les vis de fixation de la tête | | |

GESTION DU PATIENT

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Marqueur chirurgical | <input type="checkbox"/> Rasoir/outils de rasage | <input type="checkbox"/> Couvertures chauffantes | <input type="checkbox"/> Bouchons d'oreille |
| <input type="checkbox"/> Ligne IV | <input type="checkbox"/> Bas de contention | <input type="checkbox"/> Système de surveillance TA/pouls et Oxygène | <input type="checkbox"/> Anesthésie à l'emplacement de la goupille |

☐ Garantir la disponibilité d'un **tomodensitogramme** (obligatoire) et d'une **IRM de prétraitement** (facultative).

 Préparer le **plan de prétraitement** (avec ou sans image **IRM de prétraitement**).

☐ Lancer l'**Assurance Qualité Quotidienne (DQA)** telle que décrite dans ce document.

☐ S'assurer que le **système de distribution d'eau** est en **mode de dégazage actif** et que le transducteur est positionné aussi **haut** que possible.





Préparation du patient










- ☐ Confirmer que le patient est **rasé** et que le **cuir chevelu** a été **nettoyé** avec de l'alcool.
- ☐ S'assurer que la **ligne intraveineuse** est en place.
- ☐ Faire porter des **bas de contention** au patient [recommandé].
- ☐ Préparer le cadre de tête pour l'adapter à la taille anatomique de la tête du patient avec les accessoires/kits fournis.
- ☐ Fixer le **cadre de tête** aussi bas que possible au-dessus des sourcils.
- ☐ Placer la **membrane patient** sur la tête du patient et la positionner le plus bas possible, selon l'orientation correcte :
 - ☐ Membrane sans bobine : vis/côté en plastique dirigé vers le bas (vers les pieds du patient)
 - ☐ Membrane avec bobine : s'assurer que les connecteurs de la bobine de tête sont au bon endroit selon la position de la prise de la bobine à côté du transducteur
 - ☐ **Remarque** : dans certains cas, il peut être nécessaire de découper la membrane pour l'adapter au patient.



Positionnement du patient

- ☐ Préparer la table pour l'arrivée du patient : matelas (recouvert de couvertures), coussins, couvertures chauffantes, etc.
- ☐ S'assurer que le transducteur est placé aussi haut que possible et qu'il est à peu près centré dans la direction A–P.
- ☐ Faire entrer le patient dans la salle d'IRM. Aider le patient à monter sur la **table**.
- ☐ Fixer le **cadre** à la **table** et la **membrane** au **transducteur**.
 - ☐ Brancher la **bobine de tête** dans ses connecteurs dédiés (le cas échéant).
- ☐ Mettre les **bouchons d'oreille** et les **lunettes réfléchissantes** au patient (facultatif), couvrir le patient avec des **couvertures** chauffantes.
 - ☐ **Maintenir** les pieds et le corps du patient à l'aide de **sangles** et utiliser le **repose-jambes pour le patient**, si nécessaire.
- ☐ Équiper le patient du bouton **Arrêt de sonication**.
- ☐ Déplacer le **transducteur** dans la position clinique estimée. **S'assurer qu'il existe bien un espace libre entre le patient et le transducteur.**
- ☐ **Remplir le transducteur** d'eau jusqu'à ce qu'il soit légèrement convexe (via l'écran de commande du système d'eau ou la télécommande).
- ☐ **Fermer la vanne de purge d'air.** Évacuer l'excès d'air des tuyaux à l'aide du **bouton rouge d'évacuation de l'excès d'air**.
- ☐ Rajouter de l'eau pour compléter l'eau perdue. S'assurer qu'il n'y a pas de fuites. Commencer la **circulation pour le traitement**.
- ☐ **Minimiser les plis d'air de la membrane** dans la zone de passage du transducteur.
- ☐ S'assurer que les câbles peuvent bouger librement et **faire avancer la table d'examen** jusqu'à la position de numérisation.

Le patient et le système Exablate sont maintenant prêts pour le traitement...

- ☐ Si nécessaire, ajuster l'emplacement du transducteur et réexécuter la **numérisation de suivi du transducteur** .
- ☐ S'il n'est pas déjà intégré au préplan, appuyer sur **Outil de marquage automatique des sinus et des calcifications** .
- ☐ Examiner les images de tomodensitométrie pour évaluer les marquages des sinus et des calcifications.
- ☐ Si nécessaire, ajouter des marquages à l'aide des outils **NPR polygonale**  et **sphérique**.
- ☐ Utiliser l'outil **Interpoler**  pour dessiner automatiquement des **polygones** entre les coupes marquées.
- ☐ Marquer les **plis de la membrane** sur les séries IRM axiales à l'aide des outils **NPR polygonale**  et **Interpoler** .
- ☐ Positionner des **repères de référence**  sur les numérisations de référence de détection de mouvement (facultatif).
- ☐ Si aucune **image de détection de mouvement** n'a été acquise, appuyer sur  pour faire l'acquisition.
- ☐ Confirmer la **température de l'eau < 19 °C** et le **niveau de PPM < 2,0** (affichés dans le coin inférieur gauche de l'écran).
- ☐ Demander au patient d'appuyer sur le **bouton d'arrêt de la sonication** et passer à la **Phase de traitement** .



Liste de contrôle du traitement —

Phase de traitement



- ☐ Vérifier que le spot est à l'emplacement de la cible et qu'il est verrouillé.
- ☐ Appuyer sur **Transducer** pour afficher la carte des éléments du transducteur.

Appuyer sur **Calculate** et confirmer :

- ! Nbre d'éléments ON ≥ 700
- ! Superficie du crâne $\geq 200 \text{ cm}^2$
- ! Score crânien $\geq 0,4$ (ou conformément à l'étiquetage régional)



Avant l'application de la sonication

- ☐ Définir la puissance, la durée et l'extension temporelle de la sonication.
- ☐ Définir l'orientation de la numérisation, la direction de la fréquence.
- ☐ Confirmer que la température de l'eau est $< 19^\circ\text{C}$.
- ☐ Confirmer que niveau de PPM $< 2,0$.



Après chaque sonication

- ☐ Vérifier l'alignement des spots.
- ☐ Rechercher un échauffement en dehors de la zone de traitement.
- ☐ Mettre à jour la température maximale si nécessaire .
- ☐ Si la température de fond est incohérente, activer la suppression du fond .

Align

- ☐ Effectuer la sonication et vérifier l'emplacement du spot le long de la direction de la phase, en conservant une température cible inférieure à la température provoquant des lésions.
- ☐ Vérifier l'alignement dans toutes les directions. Se référer au tableau :

| Nombre de sonications | Validation | Orientations (directions de la fréquence) | Résultat |
|-----------------------|------------|---|---------------------------------------|
| | DG | Axial (AP) OU Coronal (SI) | Confirmé D/G <input type="checkbox"/> |
| | AP | Sagittal (SI) OU Axial (DG) | Confirmé A/P <input type="checkbox"/> |
| | SI | Coronal (DG) OU Sagittal (AP) | Confirmé S/I <input type="checkbox"/> |

- ☐ Si le spot n'est pas aligné correctement, utiliser l'outil **Ajust-Géo**  pour localiser le centre du spot.

! Ne passer au niveau suivant qu'une fois que le spot est clairement visible et aligné le long de **TOUTES** les orientations.

Verify

- ☐ Passer à la phase de vérification. Ajustements cumulés [mm] : DG : _____ AP : _____ SI : _____.
- ☐ Augmenter progressivement les énergies de 10 % à 25 % jusqu'à atteindre une température $\sim 50^\circ\text{C}$.
- ☐ Évaluer le patient avant de passer au « Treat Low (Trait. Bas) ».

Treat Low

Treat High

- ☐ Augmenter progressivement les énergies de 10 % à 25 % jusqu'à obtenir un effet et des températures créant des lésions permanentes.
- ☐ Si nécessaire, ajuster l'emplacement cible.



Post-traitement

- ☐ Ouvrir la vanne de purge d'air sur le dessus du transducteur et **vidanger** l'eau du transducteur.
- ☐ Déconnecter la bobine de tête (le cas échéant), **détacher** et **manipuler la membrane** comme défini à la fin de la **liste de contrôle de la procédure de configuration**, déplacer le transducteur **aussi haut que possible**.
- ☐ **Détacher** le cadre de tête de la table, faire descendre le patient **de la table** et **retirer le cadre de tête**.
- ☐ Effectuer le nettoyage comme défini dans la **liste de contrôle de la procédure de nettoyage**, ou plus en détail dans le chapitre **Nettoyage et désinfection** du manuel de l'utilisateur.
- ☐ Après le nettoyage, **vidanger** le transducteur, **jeter** l'eau vidangée et **arrêter le système**.
- ☐ **Vérifier la disponibilité** du **fantôme pour la DQA** et de la **membrane patient** pour le prochain traitement.

Liste de contrôle de la procédure de nettoyage

La procédure de nettoyage Exablate nécessite :

- **Désinfectant pour réservoir d'eau** — 75 mL de solution à 4,00 – 4,99 % d'hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9)
- **Lingettes de nettoyage et de désinfection** — contenant de 0,2 à 0,4 % de chlorure de benzalkonium (n° CAS 8001-54-5)

Procédure de nettoyage du système de distribution d'eau

- ☐ Manipuler la membrane patient comme défini à la fin de la liste de contrôle de la procédure de configuration.
- ☐ S'assurer que le transducteur est vide et que toute l'eau utilisée pendant la procédure a été jetée.
- ☐ Remplir le réservoir du système de distribution d'eau (réservoir) avec ~20 litres d'eau fraîche obtenue par osmose inversée. Verser le **désinfectant pour réservoir d'eau** dans le réservoir et le rebrancher.
- ☐ Sur l'écran principal du système de distribution d'eau, appuyer sur la touche 3, option Nettoyer (Figure 1A). Deux minuteries s'affichent : Première minuterie : temps de nettoyage du réservoir d'eau ; seconde minuterie : temps de nettoyage du transducteur (Xd).
- ☐ Appuyer sur le bouton « Circ » de l'écran Nettoyage pour démarrer l'opération de nettoyage du réservoir (Figure 1B).



Fig. 1A : Écran du système de distribution d'eau :
Menu principal




Fig. 1B : Écran du système de distribution d'eau :
Menu « Clean (Nettoyage) »

- ☐ Patienter 15 minutes pour que la première minuterie s'arrête, tout en vérifiant que la table de traitement est connectée au système de distribution d'eau.
- ☐ Monter la membrane patient sur le support de configuration de la DQA (sans fantôme pour la DQA).
- ☐ Fixer le support de configuration de la DQA à la table et sceller le transducteur.
- ☐ Lorsque la première minuterie est terminée (l'écran de la station de travail affiche 00:00), remplir l'interface du transducteur avec l'eau préparée. Appuyer à nouveau sur le bouton « Circ » pour démarrer la minuterie « Clean Xd ».
- ☐ Patienter 16 minutes pendant le cycle de nettoyage du transducteur.
- ☐ Lorsque les minuteries sont écoulées, vidanger l'eau du transducteur.
- ☐ Éteindre la station de travail Exablate.
- ☐ Mettre au rebut l'eau du réservoir d'eau de 20 litres conformément aux réglementations locales en vigueur.
- ☐ Laisser le réservoir ouvert et à l'envers pour le séchage.

- ☐ Retirer la membrane d'interface du support du fantôme pour la DQA de l'interface transducteur-patient.
- ☐ Accessoires à usage unique : les mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

Essuyage du transducteur

- ☐ Avant et après chaque cycle de nettoyage, nettoyer la surface interne du transducteur et la membrane patient avec des lingettes de nettoyage et de désinfection. **Ne pas exercer de force sur la surface du transducteur.**


Inspecter visuellement la surface du transducteur à la recherche de saleté ou de fractures.


- ☐ Après le traitement, placer le couvercle de protection pour couvrir la surface du transducteur.

Liste de contrôle de la calibration du TG

Remarque : Applicable **uniquement** aux appareils d'IRM GE 3 T fonctionnant avec une interface DV26 ou supérieure.


Effectuer une fois par traitement (après le localisateur 3D) afin d'améliorer la qualité de l'image.

- ☐ Une fois numérisé, **dupliquer et modifier** la numérisation du **localisateur 3D** sur l'écran de la console d'IRM.
- ☐ Appuyer sur le bouton **GRx**  pour afficher la **barre d'outils graphique pour Rx** :




- ☐ S'assurer que le localisateur 3D est affiché sur l'écran de l'IRM en tant qu'arrière-plan de planification.

☐ Si ce n'est pas le cas, appuyer sur , sélectionner la série Localisateur 3D et appuyer sur « OK ALL (OK TOUT) ».



- ☐ Appuyer sur **Shim** et cliquer sur l'une des fenêtres d'image pour afficher le maillage local du volume de Shim :



Exemple de volume local de Shim
(en **bleu turquoise**)



Menu Shim

- ☐ Dans le menu **Shim**, activer l'option TG localisé (obligatoire).
- ☐ Faire glisser le volume de shim de façon à ce qu'il soit approximativement centré autour de la zone ciblée.

☐ Définir la taille du volume dans chaque direction sur 7 - 9. S'assurer que tout le volume est dans le tissu cérébral.

 L'activation de « Symmetric Vol (Vol. symétrique) » permet un changement plus rapide de la taille du volume de shim.

☐ Sauvegarder la série  et poursuivre le déroulement du traitement sur la **station de travail FUS**.